


## Dessiccateur à vide DURAN®

En verre DURAN® borosilicaté 3.3 pour emploi sous vide. Un vide peut être raccordé au-dessus du robinet pour accélérer l'opération de séchage. Il est possible d'interchanger les pièces de rechange telles que couvercles, parties inférieures, robinets et capuchons (respecter le DN).

Avec tubulure NOVUS (RIN 24/29) dans le couvercle, avec robinet, et rodage plan

Exemples d'applications : séchage d'échantillons humides et conservation de substances sensibles à l'humidité.



DIN ISO  
13130

N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	h (mm)	Tubulure de fond (RIN)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
sans disque de porcelaine							
2478246	100	119	153 ±2	174	24/29	700	1
2478257	150	172	215 ±2	239	24/29	2 400	1
2478261	200	224	270 ±2	296	24/29	5 800	1
2478266	250	274	320 ±2	344	24/29	10 500	1
2478269	300	332	380 ±2	420	24/29	18 500	1