

TUBES A MINERALISER

Adaptés pour les appareils: Buchi, Gerhardt, Velp, Selecta, Behr, Foss

APPLICATIONS

Tubes en verre adaptés à chaque marque pour vous garantir : sécurité, précision et durabilité :

Rebord et col précis
Qualité de verre borosilicaté 3.3
Fond rond et régulier
Longueur de tube précis et adaptable sur passeur

Ci-dessous les principaux modèles de tubes à minéraliser.



T/BUC50



T/BUC
T037377



T/B4038



T/BUC01



T/GEH



T/GEH40



T/JU400
T/JU800

Nouvelle Référence	Ancienne Référence	Dimensions (ØxH) mm	Spécificité	Description	Appareil
BAATSM0171	T/BUC	Ø 48 x 260	300 ml - fond rond		Buchi
T/BUC50	T/BUC50	Ø 65 x 260	500 ml		
BAATSM0169	T/B4038	Ø 48	fond rond avec rodage 40/38		
BA261250001	T037377	Ø 48 x 260	300 ml		
T/BUC01	T/BUC01	Ø 48	marque BUCHI (par 4)		
			Bouchon de fermeture pour collecteur / rampe		
BAATSM0173	T/GEH	Ø 42 x 300	collerette rodé intérieur	(épaisseur moyenne)	Gerhardt
BAATSM0174	T/GEH40	Ø 42/54 x 300			
T/JU400	T/JU400	Ø 54 x 300			
T/JU800	T/JU800	Ø 70 x 300			



T193075
T193100
T193250



T190256
T190250
T190100



T191250
T191100



T190252C
T190251SP



4042300



Vase d'expansion:
nous consulter

Nouvelle Référence	Ancienne référence	Dimensions (ØxH) mm	Spécificité	Description	Appareil
T193075	T193075	Ø 26 x 255	75 ml	rétréci jaugé	Velp Selecta Behr Foss
T193100	T193100	Ø 26 x 300	100 ml		
BAATSM0183	T193250	Ø 42 x 300	250 ml		
BAATSM0180	T190256		fond rond, bord droit	(faible épaisseur) 1,6 mm	
BAATSM0176	T190250		250 ml	(moyenne épaisseur) 2,3 mm	
BAATSM0178	T190252C		collerette 250 ml		
BAATSM0177	T190251SP		collerette spéciale	(faible épaisseur) 1,6 mm	
BAATSM0181	T191250		rodage 40/38		
T191100	T191100	Ø 26 x 300	rodage 24/29		
T190100	T190100	Ø 26 x 300	fond rond, bord droit		
BA801240362	4042300	Ø 42 x 300	250 ml	gradué jusqu'à 100 ml	Selecta