

Étuve de séchage et stérilisation DIGITRONIC TFT

Caractéristiques

Pour essais bactériologiques, processus de dessiccation et stérilisation.

- Polyvalente. Atteinte de la température et récupération en un minimum de temps.
- Avec circulation forcée de l'air.
- Commande à microprocesseur et écran tactile avec technologie TFT.
- Pour températures réglables depuis l'ambiance +5° jusqu'à 250°C.
- Stabilité $\pm 0,3$ °C, à 100°C.
- Homogénéité ± 1 °C à 100°.
- Erreur de consigne $\pm 2\%$ à la température de travail. Résolution : 1°C.
- Jusqu'à 6 programmables rampes de températures.

Accessoires

Référence	Libellé
2000012	Jeu de 2 guides-étagères pour étuve 19 Litres
2000013	Jeu de 2 guides-étagères pour étuve 36 Litres et 52 Litres
2000015	Jeu de 2 guides-étagères pour étuve 80 Litres
2000072	Jeu de 2 guides-étagères pour étuve 150 Litres
2000073	Etagère pour étuve à dessiccation 19 Litres
2000074	Etagère pour étuve à dessiccation 36 Litres
2000075	Etagère pour étuve à dessiccation 80 Litres

Référence	Capacité Litres	Temps de consigne 100° / mn	Temps de récupération / mn	Renouvellement de l'air / Heure	Porte	Haut. / Larg. / Prof. Utile cm	Haut. / Larg. / Prof (Extérieur)cm	Conso. W	Guide porte – étagères	Poids Kg
2005163	33	15	7	16	Métallique	40x28x30	60x65x55	1200	7	38
2005164	33	15	7	16	Verre	40x28x30	60x65x55	1200	7	40
2005165	47	16	7	16	Métallique	33x45x32	53x81x58	1200	5	46
2005166	47	16	7	16	Verre	33x45x32	53x81x58	1200	5	50
2005167	76	17	9	14	Métallique	50x38x40	70x75x65	1600	8	58
2005168	76	17	9	14	Verre	50x38x40	70x75x65	1600	8	64
2005169	145	17	10	12	Métallique	50x58x50	70x95x72	2000	8	74
2005170	145	17	10	12	Verre	50x58x50	70x95x72	2000	8	79