

Bain-marie avec agitation interne. Réglage par microprocesseur et lecture digital de température et temps "Agibat"

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L'AMBIANCE +5 °C JUSQU'À 80°C. STABILITÉ ±0,1°C.
A LA TEMPÉRATURE DE TRAVAIL. ERREUR DE CONSIGNE: ±1 °C. RÉOLUTION: 0,1 °C.



SAFETY: DIN 12877 STANDARD. THE UNIT WILL CUT OUT IF THERE IS INSUFFICIENT LIQUID OR IF THE BATH TEMPERATURE EXCEEDS THE SET TEMPERATURE. A MANUAL RESET ADJUSTABLE TEMPERATURE SAFETY THERMOSTAT IS PLACED AT THE BACK OF THE UNIT.

Modèle J.P.Selecta original. Plus grand espace. Plus grande précision. Économique.

CARACTÉRISTIQUES

Double corps, cuvette intérieure estampée en acier inox. AISI 304 et meuble extérieur en acier inox. AISI 304.

Éléments chauffants d'alliage spécial INCOLOY. Avec robinet de vidange.

SYSTÈME D'AGITATION

Ces bains disposent d'une pompe de circulation interne pour une intense aspiration et sortie du liquide avec un débit constant de 8 litres par minute.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur avec trois positions : pour chauffage et chauffage + agitation.

MODÈLE AVEC COUVERCLE RABATTABLE MAKROLON®

Pour sa transparence elle permet de visualiser l'intérieur du bain.

Améliore la stabilité de la température, limite l'évaporation et la pollution.



Modèle avec Makrolon® couvercle



Détail de l'agitation par pompe de circulation interne.

MODÈLES

Code	Couvercle Makrolon®	Température maxi. °C	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (util) cm			Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Consom W	Poids Kg
6032015	Oui	80	20	15	48	30	40	58	42	2100	11
6032016	No	80	20	15	48	30	40	58	42	2100	12

Tous les bains incluent une plaque perforée couvre résistances et robinet de vidange.



02.51.12.70.01

Batailler-labo.fr



Contact@batailler-labo.fr