

FICHE TECHNIQUE

ENSEMBLE D'ÉVAPORATEUR

Référence : SBH... + F72... + SHT1/...

Description

- Bain à sec numérique 3 blocs
- Aiguilles de 127mm
- Bloc aluminium : L 75 x P 95 x H 50 mm
- Concentrateur d'échantillons
 - Pour tubes à micro centrifugation de 0,2 mL à 26 mm



Applications

Le concentrateur souffle un gaz inerte à la surface de vos échantillons grâce à des aiguilles en acier inoxydable. Le gaz soufflé, combiné à la chaleur du réchauffeur, crée les conditions idéales pour une évaporation rapide et efficace. Insérez les aiguilles dans une membrane en silicone, quelle que soit la configuration. Le réservoir de gaz entièrement réglable permet un contrôle précis de la hauteur. La distance verticale maximale est de 32 cm. La consommation de gaz maximale est de 15 l/min. Commandez des aiguilles revêtues de PTFE pour les échantillons corrosifs.